

Anticuerpo Policlonal Anti-Fus (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35637

Número de artículo: CM0029112



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína FUS (TLS) de unión a ARN humana, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del procesamiento de ARN, reparación de ADN y mecanismos asociados a la ELA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validated] FUS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US
Especie	Humano
ID del Gen	2521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 297-526 de FUS humano (NP_004951.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35637
Peso de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo