

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fus Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35637

Número de artículo: CM0018980



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FUS validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre la proteína FUS unida a ARN en enfermedades neurodegenerativas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FUS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2521
ID del gen	2521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 297-526 de la FUS humana (NP_004951.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35637
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo