

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fut11 Para Wb Y Elisa - Q495W5

Número de artículo: CM0023629

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FUT11, generado frente a la proteína FUT11 humana recombinante, validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de la O-fucosilación y estudios de glicobiología. Reacciona con la proteína FUT11 humana (~56 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FUT11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FUCTXI; FUT11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	170384
GeneID	170384
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q495W5
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo