

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fut2 Para Wb, Elisa - Q10981

Número de artículo: CM0030788

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FUT2 humano (factor secretor), adecuado para Western blot y ELISA. Validado para uso en investigación en estudios de glicosilación y antígenos del grupo sanguíneo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FUT2
Observaciones/Alias	SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2
Especie	Humano
GenelD (humano)	2524
GenelD	2524
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q10981
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo