

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fut4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22083

Número de artículo: CM0024003

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FUT4 humano (CD15/LeX). Adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Explore la biología de la fucosiltransferasa en la migración y el desarrollo de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	FUT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2526
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-331 de FUT4 humano (NP_002024.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P22083
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo