

Anticuerpo Policlonal Anti-Fut6 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

Número de artículo: CM0025284

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la fucosiltransferasa 6 humana (FUT6/Fuc-TVI). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Diseñado para investigación en glicobiología, incluyendo la biosíntesis del sialil Lewis X y estudios relacionados con biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FUT6
Observaciones/Alias	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2528
ID del Gen	2528
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51993
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo