

Anticuerpo Policlonal Anti-Fut7 Para Wb, Elisa - Q11130

Número de artículo: CM0027514

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FUT7 humano (FucT-VII) para WB, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Investiga la fucosiltransferasa 7 y la adhesión leucocitaria mediada por sialil Lewis X. Q11130.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUT7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FucT-VII; FUT7
Especie	Humano
GeneID (humano)	2529
GeneID	2529
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de FUT7 humano (NP_004470.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q11130
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo