


Anticuerpo Policlnial Anti-Fut8 Para Wb, Elisa - Q9Byc5

Número de artículo: CM0015023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FUT8 (alfa-1,6-fucosiltransferasa) humana. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de glicobiología, investigación de IgG y estudios de CDG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FUT8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDGF, CDGF1, FUT8
Especie	Humano
ID del Gen	2530 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-575 de FUT8 humana (NP_835367.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BYC5
Peso de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo