


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fxn / Frataxina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16595

Número de artículo: CM0013948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la frataxina humana (FXN). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de la biogénesis de clusters hierro-azufre y de la ataxia de Friedreich.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra FXN / Frataxina
Observaciones/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2395
GeneID	2395
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-210 de la frataxina humana FXN (NP_000135.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16595
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo