


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fxr1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P51114

Número de artículo: CM0009064



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FXR1 para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Detecta FXR1 endógeno (~70 kDa) en humano, ratón y rata. Proteína de unión al ARN que regula la traducción/estabilidad del ARNm en la neurogénesis, el desarrollo muscular y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FXR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Especie	Humano
GeneID	8087
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FXR1 humano (P51114).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P51114
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo