


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fxr1 Para Wb Y Elisa - P51114

Número de artículo: CM0029943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FXR1 humano, adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigar la regulación de la traducción de mRNA, la neurogénesis y el desarrollo muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FXR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8087
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del FXR1 humano (NP_005078.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51114
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo