

Anticuerpo Policlonal Anti-Fxr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Número de artículo: CM0025279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FXR2 humano (P51116), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de estabilidad de ARNm y neurogénesis hipocampal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FXR2
Observaciones/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9513
ID de Gen	9513
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de FXR2 humano (NP_004851.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51116
Peso Molecular de la Proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo