

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fxr2 Para Wb, Elisa - P51116

Número de artículo: CM0017381



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra FXR2, validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Dirige contra la proteína de unión a ARN FXR2, que regula la traducción de ARNm y es requerida para la neurogénesis hipocampal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FXR2 Rabbit pAb
Notas/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9513
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de la FXR2 humana (NP_004851.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51116
Peso Molecular	74kDa
Envío	Bolsa de hielo