


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fxr/Nr1H4 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q96Ri1

Número de artículo: CM0006924



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra FXR/NR1H4 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización del receptor de ácidos biliares y las enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo FXR/NR1H4
Observaciones/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9971
ID del gen	9971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de FXR/NR1H4 humano (NP_001193922.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96Ri1
Peso de la proteína	48 kDa/54 kDa/55 kDa/56 kDa
Envío	Bolsa de hielo