


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fxyd1 (Fosfolemmán) Para Wb, Elisa - 000168

Número de artículo: CM0019507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FXYD1/Fosfolemmán humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación del transporte de iones y actividad de NKA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FXYD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLM; FXYD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5348
GeneID	5348
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-92 de FXYD1 humano (NP_005022.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O00168
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo