

Anticuerpo Policlonico Anti-Fxyd3 Para Ihc-P, Elisa - Q14802

Número de artículo: CM0019357

Introducción

Anticuerpo policlonico anti-FXYD3 de alta calidad validado para IHC-P y ELISA. Detecta la proteína FXYD3/Mat-8 humana, un regulador de la sodio/potasio-ATPasa, ideal para estudios de transporte iónico y biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FXYD3 pAb de conejo
Notas / Alias	MAT8; PLML; FXYD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 de FXYD3 humano (NP_005962.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14802
Peso de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo