

Anticuerpo Policlonal Anti-Fxyd7 Para Wb, Elisa - P58549

Número de artículo: CM0016844

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FXYD7 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la ATPasa de sodio/potasio y el transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FXYD7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FXYD7
Especie	Humano
GeneID (humano)	53822
GeneID	53822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de FXYD7 humano (NP_071289.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P58549
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo