

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fyn Para Wb, Elisa - P06241

Número de artículo: CM0007901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente validado contra Fyn humano (P06241), específico para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de tirosina quinasa en respuesta inmune, guía axonal y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fyn
Observaciones/Alias	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2534
ID del gen	2534
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Fyn humano (P06241)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06241
Peso molecular de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo