

Anticuerpo Policlonal Anti-Fzd3 Para Wb, Elisa - Q9Npg1

Número de artículo: CM0016105



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Frizzled-3 (FZD3) humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para el estudio de la vía de señalización Wnt, la neurogénesis y la polaridad celular planar. Presenta reactividad cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FZD3 Rabbit pAb
Notas / Alias	Fz-3; FZD3
Especie	Humano
GeneID	7976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-205 de FZD3 humano (NP_059108.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NPG1
Peso Molecular	76kDa
Envío	Bolsa de hielo