


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fzd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ulv1

Número de artículo: CM0028027



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-FZD4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce Frizzled-4 de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para estudios de señalización Wnt y vascularización retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FZD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8322
ID del Gen	8322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-179 del FZD4 humano (NP_036325.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULV1
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo