

Anticuerpo Policlonal Anti-Fzd6 Para Wb, Elisa - O60353

Número de artículo: CM0015146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Frizzled-6 humana (FZD6), adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de señalización Wnt y polaridad celular planar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo FZD6
Observaciones/Alias	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8323
GeneID	8323
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-201 de la FZD6 humana (NP_003497.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60353
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo