

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fzd7 Para Wb, Elisa - O75084

Número de artículo: CM0030112



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo de alta calidad contra Frizzled-7 (FZD7) humano. Validado para WB y ELISA, detecta FZD7 de humano y ratón (peso molecular predicho de 64 kDa). Ideal para investigación en señalización Wnt y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FZD7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FzE3; FZD7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8324
GeneID	8324
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de FZD7 humano (NP_003498.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75084
Peso Molecular de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo