

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fzd8 Para Wb Y Elisa - Q9H461

Número de artículo: CM0023335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Frizzled-8 humano (FZD8, FZ-8), validado en WB y ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. El inmunógeno abarca los aminoácidos 130-275. Adecuado para estudios de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FZD8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FZ-8; hFZ8; FZD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8325
GeneID	8325
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-275 de FZD8 humano (NP_114072.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticueros Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H461
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo