

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fzd9 Para Wb Y Elisa - O00144

Número de artículo: CM0030508

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Frizzled-9 (FZD9, CD349) humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización Wnt y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FZD9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FZD3, CD349, FZD9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8326
ID del gen	8326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 469-591 de la FZD9 humana (NP_003499.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00144
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo