

Anticuerpo Policlonal Anti-G0S2 Para Wb, Elisa - P27469

Número de artículo: CM0017287

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra G0S2 humano, una proteína mitocondrial que promueve la apoptosis al unirse a BCL2. Validado para Western blot y ELISA, es ideal para estudios de regulación de la muerte celular y mecanismos de conmutación G0/G1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	G0S2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G0S2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	50486
ID de Gen	50486
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de G0S2 humano (NP_056529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P27469
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo