

## Anticuerpo Policlonal Anti-G0S2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27469

Número de artículo: CM0029307

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana G0S2, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. G0S2 promueve la apoptosis uniéndose a BCL2 y se localiza en las mitocondrias. Ideal para investigación en apoptosis y ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb Conejo G0S2                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | G0S2                                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 50486                                                                                                                                |
| GeneID              | 50486                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de G0S2 humano (NP_056529.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P27469                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 11kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |