

Anticuerpo Policlonal Anti-G3Bp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13283

Número de artículo: CM0023507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a G3BP1 humana, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la proteína de humano, ratón y rata. Herramienta esencial para investigar la dinámica de gránulos de estrés, la inmunidad innata y las funciones de helicasa de ácidos nucleicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	G3BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 131-330 de G3BP1 humana (NP_938405.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13283
Peso de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo