

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-G3Bp1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Número de artículo: CM0005001



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína humana G3BP1 (proteína 1 de unión a la proteína activadora de GTPasa Ras). Validado para inmunotransferencia (Western blot), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de gránulos de estrés e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-G3BP1
Observaciones/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Especie	Humano
GenelD (humano)	10146
GenelD	10146
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la proteína humana G3BP1 (Q13283)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13283
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo