

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-G3Bp1 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q13283

Número de artículo: CM0004864

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra G3BP1 humana, validado para Western blot, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce G3BP1 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de gránulos de estrés, inmunidad innata y estudios de helicasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-G3BP G3BP [validado por KO]
Observaciones/Alias	G3BP; HDH-VIII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-323 de G3BP1 humana (NP_938405.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13283
Peso de la proteína	52 kDa/14 kDa
Envío	Bolsa de hielo