

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-G3Bp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Número de artículo: CM0030626



Introducción

pAb (policlonal) de conejo G3BP2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína de andamiaje de los gránulos de estrés (54kDa) crítica para la señalización antiviral. Ideal para la investigación de biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	G3BP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G3BP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9908
ID de Gen	9908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-280 de G3BP2 humana (NP_987100.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UN86
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo