


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-G6Pc Para Wb, Elisa - P35575

Número de artículo: CM0019767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra G6PC (subunidad catalítica 1 de la glucosa-6-fosfatasa). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la enfermedad por almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo G6PC
Observaciones/Sinónimos	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2538
ID del gen	2538
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35575
Peso proteico	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo