

Anticuerpo Policlonal Anti-G6Pd Para Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Número de artículo: CM0017705



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra G6PD (G6PD1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigar la función de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en las vías metabólicas, la anemia hemolítica y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	G6PD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G6PD1; G6PD
Especie	Humana
GeneID	2539
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-515 de la G6PD humana (NP_001035810.1)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P11413
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo