

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-G6Pd Para Wb, Elisa - P11413

Número de artículo: CM0002292



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra G6PD humano, validado para WB y ELISA. Detecta G6PD endógeno (~59 kDa), una enzima clave en la vía de las pentosas fosfato. Ideal para investigaciones sobre metabolismo y anemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	G6PD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	G6PD1; G6PD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2539
GeneID	2539
Inmunógeno	Péptido Sintético correspondiente a los aminoácidos 400-500 de G6PD humano (P11413)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11413
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo