

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-G6Pd Para Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Número de artículo: CM0015015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra G6PD validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar la vía de las pentosas fosfato, el metabolismo del NADPH y las enzimopatías de los glóbulos rojos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	G6PD pAb de conejo
Observaciones/Alias	G6PD1; G6PD
Especie	Humano
GeneID (humano)	2539
GeneID	2539
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 415-515 de la G6PD humana (NP_001035810.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11413
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo