


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gaa Para Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Número de artículo: CM0028260



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa-glucosidasa lisosomal humana (GAA), validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Esencial para la degradación del glucógeno; relevante para la investigación de la enfermedad de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LYAG; GAA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2548
GeneID	2548
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la GAA humana (NP_000143.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10253
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo