


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gab1 Para Wb, Elisa - Q13480

Número de artículo: CM0007239



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GAB1 humano, validado para western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la señalización del receptor de factores de crecimiento y estudios de la vía MET/HGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DFNB26; GAB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 594-694 de GAB1 humano. (NP_002030.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13480
Peso Proteico	76 kDa/80 kDa
Envío	Bolsa de hielo