


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gab1 Para Wb Y Elisa - Q13480

Número de artículo: CM0026237



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GAB1 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la proteína de unión asociada a GRB2 1 en cascadas de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GAB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNB26; GAB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2549
GeneID	2549
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 594-694 de GAB1 humano (NP_002030.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13480
Peso de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo