

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gaba A Receptor Beta 1 (Gabrb1) Para Wb, Elisa - P18505

Número de artículo: CM0003136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apto para investigación sobre neurotransmisión inhibitoria y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) mAb de conejo
Notas/Alias	DEE45; EIEE45; GABA A Receptor beta 1 (GABRB1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2560
GeneID	2560
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) humano (NP_000803.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18505
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo