


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Gaba A Beta 2 (Gabrb2) Para Wb, Elisa - P47870

Número de artículo: CM0021808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente el Receptor GABA A beta 2 (GABRB2). Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Una herramienta valiosa para la investigación sobre la neurotransmisión inhibitoria y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Receptor GABA A beta 2 (GABRB2)
Observaciones/Alias	DEE92; ICEE2; Receptor GABA A beta 2 (GABRB2)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2561
ID del Gen	2561
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 26-244 de GABRB2 humano (NP_000804.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47870
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo