

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gaba Transaminasa (Abat) Para Wb, If-P, Elisa - P80404

Número de artículo: CM0030592

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABA transaminasa (ABAT) humana. Validado para WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de GABA y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABA transaminasa (ABAT) Rabbit pAb
Notas/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminasa (ABAT)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	18
GeneID	18
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P80404
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo