

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Gabarap Para Wb, Elisa - 095166

Número de artículo: CM0009468



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GABARAP humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de autofagia y transporte intracelular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GABARAP Rabbit mAb                                                                                              |
| Observaciones/Alias | MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 11337                                                                                                           |
| GeneID              | 11337                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GABARAP humano (095166) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                             |
| SWISS               | O95166                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |