


Anticuerpo Policlonal Anti-Gabarap Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95166

Número de artículo: CM0013774



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABARAP validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta GABARAP humano, de ratón y de rata, una proteína clave en la autofagia y el transporte de los receptores GABA(A). Ideal para la investigación en neurología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABARAP pAb de conejo
Observaciones/Alias	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11337
ID del gen	11337
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GABARAP humano (NP_009209.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95166
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo