


Anticuerpo Policlonal Anti-Gabarap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95166

Número de artículo: CM0016952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABARAP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la autofagia y el tráfico de los receptores GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABARAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Especie	Humana
ID del gen (humano)	11337
ID del gen	11337
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GABARAP humano (NP_009209.1).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O95166
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo