

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gabarapl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0R8

Número de artículo: CM0005460



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra GABARAPL1 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a una proteína involucrada en la autofagia y el transporte de receptores. Ideal para estudios de neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABARAPL1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; Proteína asociada al receptor GABA tipo A similar 1
Especie	Humano
ID del Gen	23710
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la GABARAPL1 humana. (NP_113600.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0R8
Peso de la Proteína	14kDa/17kDa
Envío	Bolsa de hielo