


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabarapl1 Para Wb, Elisa - Q9H0R8

Número de artículo: CM0028183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GABARAPL1 (GEC1, ATG8L). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se usa para investigar la autofagia y el tráfico de receptores opioides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GABARAPL1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23710
GeneID	23710
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de GABARAPL1 humano (NP_113600.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0R8
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo