


Anticuerpo Policlonal Anti-Gabarapl2 Para Wb, Elisa - P60520

Número de artículo: CM0020665



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABARAPL2 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Dirigido a una proteína involucrada en la autofagia y el tráfico intra-Golgi; ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABARAPL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
Especie	Humano
ID del Gen	11345
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de GABARAPL2 humano (NP_009216.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P60520
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo