

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gabarapl2 Para Wb, Elisa - P60520

Número de artículo: CM0010528



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GABARAPL2 humano (GATE-16). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. 14 kDa, inmunógeno aa 38-117. Adecuado para estudios de autofagia y transporte intra-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GABARAPL2
Observaciones/Alias	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
Especie	Humano
GenelD (humano)	11345
GenelD	11345
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 38-117 de GABARAPL2 humano (P60520).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P60520
Peso molecular	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo