

Anticuerpo Policlonal Anti-Gabpa Para Wb, Elisa - Q06546

Número de artículo: CM0017056

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la cadena alfa de la proteína de unión a GA humana (GABPA/NRF2 α). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humana y rata. Ideal para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABPA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	2551
ID de Gen	2551
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de GABPA humana (NP_002031.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q06546
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo