

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabpa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06546

Número de artículo: CM0027767

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena alfa de la proteína de unión a GA humana (GABPA), validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABPA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2551
ID del Gen	2551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de GABPA humana (NP_002031.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06546
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo