

Anticuerpo Policlonal Anti-Gabpb1 Para Wb Y Elisa - Q06547

Número de artículo: CM0029636

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABPB1, un factor de transcripción que regula genes mitocondriales codificados en el núcleo. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón; 42kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABPB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2553
GeneID	2553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-395 de GABPB1 humano (NP_005245.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06547
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo